



## GRIFFINBECHER PMP erhaben & rot geprägt

**NEU**



- Verbesserte Ablesbarkeit
- Gehobener Kontrast
- Verbesserte Dauerhaltbarkeit

# GRIFFINBECHER

aus PMP mit rot geprägter Skala

Griffinbecher werden in nahezu allen Laboren verwendet, um zum Beispiel Medien anzusetzen und kommen bei diversen anderen Applikationen zum Einsatz.

Mit den Griffinbechern von VITLAB treffen Sie eine gute Wahl. Sie bekommen einen Becher mit **besten Haltbarkeit**, kombiniert mit **besten Ablesbarkeit**.



**Bessere Ablesbarkeit durch gehobenen Kontrast gegenüber der erhabenen Skala.**

**Bessere Dauerhaltbarkeit gegenüber der reinen gedruckten Skala.**

## Varianten / Größen

Volumen ml	Teilung ml	Ø mm	Höhe mm	VE	Art.-Nr.
100	10	55	70	12	60896
150	20	66	80	12	60996
250	25	77	98	6	61096
400	50	87	112	6	61196
500	50	94	118	6	61296
600	50	100	127	6	61396
1000	100	120	147	6	61496
2000	200	149	187	6	61596
3000	250	170	212	4	61696
5000	500	203	247	4	61796

VITLAB GmbH  
Linus-Pauling-Str. 1  
63762 Grossostheim  
T +49 6026 977 990  
F +49 6026 977 9930

info@vitlab.com  
www.vitlab.com



**VITLAB ist einer der weltweit führenden Hersteller von Liquid Handling Geräten und Laborprodukten aus Kunststoff. In eigener Produktionsstätte werden hochwertige Laborgeräte entwickelt und gefertigt.**

Mit einem umfangreichen Produktprogramm unterstützen wir Sie bei der Laborarbeit in vielfältigen Anwendungsbereichen.

Ob Volumenmessung, Titrieren, Dosieren, Pipettieren, Probenahme oder Lagerung: Ziel unserer Entwicklung und Fertigung ist, Ihnen Produkte zur Verfügung zu stellen, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern und stets perfekte Ergebnisse erzielen.

Neben unserem Katalog-Produktsortiment fertigen wir auch Kunststoffprodukte genau nach Ihren Wünschen, bedruckt mit Ihrem Firmennamen, Ihrem Logo oder individueller Skala.

**Lassen Sie sich von der Qualität unserer Produkte überzeugen!**

BRAND GMBH + CO KG  
Wertheim

T +49 9342 8080  
info@brand.de  
www.brand.de

VACUUBRAND GMBH + CO KG  
Wertheim

T +49 9342 8080  
info@vacuubrand.com  
www.vacuubrand.com

VITLAB GmbH  
Grossostheim

T +49 6026 977 990  
info@vitlab.com  
www.vitlab.com